

FEUILLE DE PROGRAMMATION MICREL MODE V/T

Nom du patient :

No :

Prép.	Nom	Dose	Conditionnement	Posologie prescrite (par 24h et par heures)
A				
B				
C				

Remarques :

Date Année :	Contenance de la poche :	Volume à perfuser :	Durée totale perf.	Départ retardé :	Validation :
[J/M/A]	[ml]	[ml]	[HR : MIN]	[HR : MIN]	
	INDIQUER LE VOLUME DE LA POCHE PLEINE (*)	INDIQUER LE VOLUME DE PERF. DESIRE	INDIQUER	Possible de retarder le début de la perfusion	Signature :
		LA POMPE RAPPELLE LA CONTENANCE DE LA POCHE	LA POMPE CALCULE LE DEBIT AUTOMATIQUEMENT	GENERALEMENT MIS A ZERO	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	
			h	0h00	

(*) Attention : Le volume de la poche pleine doit être d'au moins 10 ml supérieur au volume à perfuser, pour permettre le KVO à la fin de la perfusion