


MODÈLE DE COMMANDE POUR PEG

	Code Article	Nom + photo	Durée d'utilisation	Quantité à commander pour 1 mois
Pompe Standard 	3211 (descriptif rouge)	Combiset 1.5L standard 	1x/j *	
	3205 (descriptif rouge)	Tubulure standard 	1x/j *	
Pompe Go 	3230 (descriptif violet)	Tubulure Go portable 	1x/j *	
Pompe Ella 	3234 (descriptif vert)	Combiset 1.5L Ella 	1x/j *	
	3232 (descriptif vert)	Tubulure Ella 	1x/j *	

* sauf si utilisé pour l'eau → à changer tous les 2 jours

Matériel commun aux trois pompes				
Code Article	Nom	Photo ou désignation	Durée d'utilisation	Quantité à commander pour 1 mois
3118A	Rallonge pour tubulures de nutrition		1x/j *	
3208	Poche de 500ml (descriptif bleu)		1x/j *	
3305	Poche de 1.5L (descriptif bleu)		1x/j *	
6325	Adaptateur tubulure/bouteille Applix		1x/j *	
3101	Mortier	Pour écraser les médicaments		
4207	Sterinova	Pour stériliser petit matériel		Solution stable 24h
3229	Tubulures raccord pour eau en Y		1x/j	
1135	Seringue 60ml EN-Fit		A changer en fonction de l'aspect visuel avec entretien journalier avec Sterinova®	
1134	Seringue 20ml EN-Fit			
1136	Seringue 10ml EN-Fit			
1137	Seringue 5ml EN-Fit			
6328	Adaptateur EN-Fit conique		1 pour 5 jours avec stérilisation quotidienne (Sterinova®)	
3117	Adaptateur bleu/violet en-fit		A changer en fonction de l'aspect visuel ou dès que bouché	
2101	Compresse stérile 5x5cm			
2202	Sparadrap leucopore			
2240	Pansement tegaderm IV 10x12cm			
2103	Compresse stérile en Y 10x10cm			

Autre matériel non listé :